

Имитатор сигналов ИС-Микро

A_0375



Технические характеристики

Длительность положительного и отрицательного скачков напряжения	(5±0,05) с.
Частота гармонического сигнала	(5±0,05) Гц
Значение размаха гармонического сигнала	(200±40) мкВ
Выходной импеданс имитаторов	22 кОм 3300 пФ
<i>Устойчивость к внешним воздействиям</i>	
Устойчивость к воздействию климатических факторов: – вид климатического исполнения	УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150
Устойчивость к механическим воздействиям при эксплуатации: – группа механического исполнения	M20 по ГОСТ 17516.1
Допустимые климатические воздействия при транспортировке: – температура – относительная влажность (без конденсации)	от минус 20 до 60 °С от 5 % до 95 %
<i>Электромагнитная совместимость</i>	
Требования электромагнитной совместимости	ГОСТ 30805.22, класс Б; ГОСТ CISPR 24