



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 11:14 13.07.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 201977;
2. Сквозной идентификатор реестровой записи: 7862;
3. Статус: Действует;
4. Регистрационный номер медицинского изделия: ФСР 2007/00125 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02916706);
5. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 25.05.2007;
6. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 12.07.2026;
7. Период действия версии: с 12.07.2026;
8. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
9. Наименование медицинского изделия: Устройство психофизиологического тестирования УПФТ-1/30-«Психофизиолог» по ТУ 9442-020-24176382-2004
Состав:
 1. Интерфейсный блок ИБ-3.1 – 1 шт.
 2. Пульт УПФТ – от 1 до 30 шт.
 3. Проводник отведения с кнопочным соединителем ПрКН/ТР-1,2 (2 шт. в комплекте) – от 1 до 30 комплектов:
 4. Электрод электрокардиографический (2 шт. в комплекте) – от 1 до 30 комплектов:
 - электрод электрокардиографический с принадлежностями: прижимной электрокардиографический взрослый, конечностный электрод MTSU-EL-LC-A-EKG, производства «Юнимед Медикал Сюплайс, Инк», Китай, регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2015/2979;
 - или
 - электроды и кабели для медицинской электродиагностической аппаратуры: электроды на

конечности взрослые, производства "Чайна Циндао Брайт Медикал Мануфэкчуринг Ко., Лтд.", Китай, регистрационный номер медицинского изделия: ФСЗ 2012/12586.

5. Программно-методическое обеспечение «Психофизиолог» (на USB-флеш накопителе) – 1 шт., в составе:

5.1 Инсталляционный комплект ПО «Психофизиолог» - 1 шт.;

5.2 Руководство пользователя ПМО «Психофизиолог» - 1 шт.;

5.3 Методический справочник «Психофизиолог» - 1 шт.;

5.4 Модуль ПО «Картотека» - 1 шт.;

5.5 Руководство пользователя модуля ПО «Картотека» - 1 шт.;

6. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Принадлежности:

1. Персональный компьютер медицинского психолога /ноутбук/ – 1 шт.

2. Комплект щелочных батарей АА (4 шт. в комплекте) – от 1 до 30 комплектов.

10. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

11. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

12. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

13. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКАЯ ФИРМА "МЕДИКОМ МТД";

14. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАГАНРОГ, УЛ. ПЕТРОВСКАЯ, Д.99;

15. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАГАНРОГ, УЛ. ПЕТРОВСКАЯ, Д.99;

16. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Россия;

17. ОКП/ОКПД2: 26.60.12.129;

18. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством

здравоохранения Российской Федерации: 2а;

19. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Устройство психофизиологического тестирования УПФТ-1/30-«Психофизиолог» предназначено для психологической оценки состояния пациента, личностных особенностей, функционального состояния вегетативной нервной системы по параметрам variability сердечного ритма, функционального состояния центральной нервной системы по параметрам зрительно-моторных реакций пациента на предъявляемые стимулы посредством серии специализированных тестов, которые пациент проходит под наблюдением медицинского психолога.;

20. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 175960;

21. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: ООО НПКФ "МЕДИКОМ МТД", 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 68;

22. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

23. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
175960	Устройство психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 «Психофизиолог» по ТУ 9442-020-24176382-2004

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.

